

**l'EXCELLENCE du nettoyage
par ULTRASONS**



YSONIC
GAMASONIC - France

SNC 9 - T

Laveur Automatique par Ultrasons « Plug and Play »

Performance - Efficacité - Sécurité



Version TABLE



**Le Laveur automatique SNC9-T bénéficie de
la technologie Ultrasonore GAMASONIC pour
Nettoyer - Désinfecter - Rincer - Sécher
l'instrumentation au cabinet dentaire (Vrac et Cassettes)**

Laveur Automatique par Ultrasons

La version SNC 9-T “Plug and Play” permet de répondre aux besoins des cabinets de petites tailles et/ou n’ayant que peu de place dans la salle de stérilisation.



SNC 9 - T (Version Table)

Traitement de l’instrumentation “classique” d’omni-pratiques et des cassettes de chirurgie

FONCTIONNEMENT

AUTOMATIQUE : Durée totale du cycle ≈ 45 min

Chronologie du cycle :

- ▶ Rinçage en eau claire sous Ultrasons
- ▶ Nettoyage sous Ultrasons avec le produit DETERBAKT®
- ▶ Rinçage en eau claire sous Ultrasons
- ▶ Rinçage en eau claire sous Ultrasons avec le produit DPH 21
- ▶ Séchage par air chaud

INSTALLATION DE L'APPAREIL : (voir document technique)

L'appareil SNC 9-T s'installe sur un plan de travail (propre et sec).

Son fonctionnement nécessite une alimentation électrique de 220V avec terre, une vidange type « machine à laver », une arrivée d'eau du réseau raccordée sur un robinet type machine à laver (20/27).

Les bidons de produits sont raccordés et entreposés à côté de l'appareil ou sous le plan de travail.

L'appareil ne se substitue pas à une stérilisation des instruments après leurs nettoyage.

**EN FIN DE MISE EN SERVICE,
LAISSER L'APPAREIL EN ÉTAT DE PROPRETÉ
(cuve rincée et essuyée)**



Panier P9

- Instrumentation “Classique” : 10 à 15 patients

OU

- Cassette : 6 cassettes 1/4 DIN ou 2 cassettes 1/2 DIN + 2 cassettes 1/4 DIN