

**L'EXCELLENCE du nettoyage
par ULTRASONS**



***Y*SONIC**

GAMASONIC - France

SONOCLEANER - X

Gamme complète de Cuves de nettoyage par ULTRASONS



**MANIPULATION RÉDUITE
DOSAGE MAÎTRISÉ
SÉCURITÉ AUGMENTÉE**

Dispositif Médical **CE**



La chaîne d'asepsie manuelle par GAMASONIC

Les appareils de la gamme SONOCLEANER-X intègrent parfaitement la chaîne d'asepsie manuelle.

- Conçu pour nettoyer l'instrumentation médico-chirurgicale réutilisable au cabinet dentaire
- Modèle disponible : **Encastrable**
- Plusieurs tailles de cuves : **17L, 17L-K7, 30L, 30L-K7** ("K7" = Versions dédiées aux cassettes)
- Une gamme complète d'ustensiles pour répondre à vos applications (*paniers, béciers*)
- Un produit détergent (Nettoyant) validé pour optimiser les performances de nettoyage

SPECIFICITES / INSTALLATION APPAREIL :

(Voir manuel utilisateur)

Fréquence ultrasons : entre 32 et 38KHz

Niveau acoustique mesuré : entre 67 à 75 dB

Alimentation électrique : 230V - 50 Hz + Prise Terre

Minuterie électronique : de 0 à 15 minutes

Livré avec un couvercle insonorisant



2017-XE avec PROCLEAN

MODELE	Puissance Efficace (Watts)	DIMENSIONS Intérieur Cuve (mm)	DIMENSIONS Hors tout (mm)	VIDANGE	VOLUME Cuve
2017-XE	500 W.	330x295x200	480x380x380 370x500x325	Pompe	17L.
2017-XEK7	500 W.	330x295x260	537x437x450	Pompe	22L.
2030-XE	750 W.	500x295x200	660x380x380 670x380x430	Pompe	28L.
2030-XEK7	750 W.	495x320x260	720x437x450	Pompe	32L.

« E »: Modèle Encastrable

GAMME D'USTENSILES :

Large choix de Paniers pour conditionner l'instrumentation suivant vos applications.

- Conditionnement classique : Paniers « VRAC » avec grille
P3+GP3 / P12+GP12 / P30+GP30
- Conditionnement en cassette : Panier Porte-Cassette
PC17



P3



P12



PC17



PC17

COMPATIBILITE PRODUITS DETERGENTS GAMASONIC :

Les performances des appareils de la gamme SONOCLEANER-X sont atteintes exclusivement avec l'utilisation du produit PROCLEAN (Nettoyant) de GAMASONIC.



PROCLEAN

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

L'appareil SONOCLEANER-X est un dispositif médical pour le nettoyage de l'instrumentation médico-chirurgicale à usage professionnel (Professionnel de santé).

L'appareil SONOCLEANER-X ne se substitue pas à une stérilisation des instruments après leur nettoyage.

Ne jamais faire fonctionner l'appareil sans eau.

Remplir la cuve en eau potable (dureté de l'eau comprise entre 8 et 12°TH)

Lire la documentation technique de l'appareil avant toute utilisation.